

Kit Cirugía de Hombros

EL KIT PARA CIRUGÍA DE HOMBROS ND MEDICAL HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO PARA OPERAR EN AMBIENTES QUIRÚRGICOS DEBIDAMENTE IMPLEMENTADOS.



MODELO
KH

DESCRIPCIÓN

- ✓ Colchonetas desmontables
- ✓ Radiotraslúcido en todas sus secciones
- ✓ En Acero Inoxidable AISI 304
- ✓ Adaptador para Cabezal Neurológico regulable
- ✓ Medidas: Ancho 50 cm. Largo 58 cm.
- ✓ Compatible con todas las Mesas de Cirugía

INCLUYE

- ✓ Cabezal Neurológico
- ✓ Dos segmentos desmontables que garantizan acceso flexible al hombro
- ✓ Apoya Brazo regulable

Los productos ND Medical exhiben hoy el resultado de un cuidadoso proceso de diseño, cuyo desarrollo se ha nutrido de exigentes demandas funcionales, generadas por los renovados requisitos que impone la constante actualización en la implementación de técnicas quirúrgicas. Este dinámico marco operacional, se encuentra además alineado con un enfoque estético que armoniza, a su vez, con un esmerado estudio ergonómico en toda la línea de equipos.

Distribuye:



www.ndmedical.com.ar

🏠 Carriego 845 (S2002SDA) 📍 Rosario - Sta. Fe - Argentina
☎ +54 341 4361082 📠 +54 341 6206906 ✉ info@ndmedical.com.ar