

Kit Traumatológico para Miembros Inferiores

EL KIT TRAUMATOLÓGICO PARA MIEMBROS INFERIORES ND MEDICAL HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO PARA OPERAR EN AMBIENTES QUIRÚRGICOS DEBIDAMENTE IMPLEMENTADOS.



MODELO
KTI

DESCRIPCIÓN

- ✓ En Acero Inoxidable AISI 304
- ✓ Compatible con todas las mesas de cirugía ND Medical

INCLUYE

- ✓ Soporte Pélvico
- ✓ Soporte Poplíteo
- ✓ Sistema de tracción
- ✓ Contrapesos

Los productos ND Medical exhiben hoy el resultado de un cuidadoso proceso de diseño, cuyo desarrollo se ha nutrido de exigentes demandas funcionales, generadas por los renovados requisitos que impone la constante actualización en la implementación de técnicas quirúrgicas. Este dinámico marco operacional, se encuentra además alineado con un enfoque estético que armoniza, a su vez, con un esmerado estudio ergonómico en toda la línea de equipos.

Distribuye:



www.ndmedical.com.ar

🏠 Carriego 845 (S2002SDA) 📍 Rosario - Sta. Fe - Argentina
☎ +54 341 4361082 📠 +54 341 6206906 ✉ info@ndmedical.com.ar