

Kit Urológico

EL KIT UROLÓGICO ND MEDICAL HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADA PARA OPERAR EN AMBIENTES QUIRÚRGICOS DEBIDAMENTE IMPLEMENTADOS.



MODELO
KU

DESCRIPCIÓN

- ✓ En Acero Inoxidable AISI 304
- ✓ Extensión de la sección pélvica
- ✓ Colchonetas desmontables
- ✓ Radiotraslúcido en toda su sección
- ✓ Con adaptadores para Piernas Goepel
- ✓ Medidas: Ancho 50 cm. Largo 30 cm.
- ✓ Compatible con todas las mesas de cirugía ND Medical

INCLUYE

- ✓ Bandeja recolectora

Los productos ND Medical exhiben hoy el resultado de un cuidadoso proceso de diseño, cuyo desarrollo se ha nutrido de exigentes demandas funcionales, generadas por los renovados requisitos que impone la constante actualización en la implementación de técnicas quirúrgicas. Este dinámico marco operacional, se encuentra además alineado con un enfoque estético que armoniza, a su vez, con un esmerado estudio ergonómico en toda la línea de equipos.

Distribuye:



www.ndmedical.com.ar

🏠 Carriego 845 (S2002SDA) 📍 Rosario - Sta. Fe - Argentina
☎ +54 341 4361082 📠 +54 341 6206906 ✉ info@ndmedical.com.ar