



Carro Porta Accesorios

Tecnología médica

VERSIÓN CPA R01



Descripción

- › Soporte de accesorios
- › Soporte de diferentes Kits
- › En acero SAE 1010 pintado con pintura epoxi electrostática
- › Ruedas con base giratorias de diámetro 100 mm (dos con freno y dos sin freno)
- › Doble canasto para usos varios.
- › Medidas:
largo: 65 cm
alto: 138 cm
ancho: 67 cm

Características

Los productos ND Medical exhiben hoy el resultado de un cuidadoso proceso de diseño, cuyo desarrollo se ha nutrido de exigentes demandas funcionales, generadas por los renovados requisitos que impone la constante actualización en la implementación de técnicas quirúrgicas.

Este dinámico marco operacional, se encuentra además alineado con un enfoque estético que armoniza, a su vez, con un esmerado estudio ergonómico en toda la línea de equipos.

El Carro Porta Accesorios ND Medical ha sido diseñado y fabricado para operar en ambientes quirúrgicos debidamente implementados.

