


# Kit Extensión Asiento

Tecnología médica

VERSIÓN KEA R01



## Descripción

- ▶ Extensión de la sección pélvica.
- ▶ Colchoneta desmontable
- ▶ Radiotraslúcido en toda su sección
- ▶ En Acero Inoxidable AISI 304
- ▶ Medidas:  
50 cm de ancho  
40 cm de largo
- ▶ Con guías laterales
- ▶ Compatible con todas las Mesas de Cirugía ND Medical
- ▶ Con adaptadores para pierneras Goepel

## Características

Los productos ND Medical exhiben hoy el resultado de un cuidadoso proceso de diseño, cuyo desarrollo se ha nutrido de exigentes demandas funcionales, generadas por los renovados requisitos que impone la constante actualización en la implementación de técnicas quirúrgicas.

Este dinámico marco operacional, se encuentra además alineado con un enfoque estético que armoniza, a su vez, con un esmerado estudio ergonómico en toda la línea de equipos.

El Kit de Extensión del Asiento ND Medical ha sido diseñado y fabricado para operar en ambientes quirúrgicos debidamente.

