



Kit Traumatológico Para Miembros Inferiores

Tecnología médica

VERSIÓN KTI ROT



Incluye

- › Soporte pélvico
- › Soporte poplíteo
- › Sistema de tracción
- › Contrapesos

- › Colchoneta desmontable
- › Medidas soporte Poplíteo:
ancho: 8,5 cm
largo: 60 cm
alto: 28,5 cm

Descripción

- › En Acero Inoxidable AISI 304
- › Medidas sistema de tracción:
carrera de tracción: 23 cm
ancho: 12 cm
largo: 132 cm regulable a 220 cm
alto: 107 cm regulable a 153 cm
- › Compatible con todas las Mesas de Cirugía ND Medical
- › Medidas soporte pélvico:
ancho: 49 cm
largo: 50 cm regulable a 64 cm
alto: 44 cm

Características

Los productos ND Medical exhiben hoy el resultado de un cuidadoso proceso de diseño, cuyo desarrollo se ha nutrido de exigentes demandas funcionales, generadas por los renovados requisitos que impone la constante actualización en la implementación de técnicas quirúrgicas.

Este dinámico marco operacional, se encuentra además alineado con un enfoque estético que armoniza, a su vez, con un esmerado estudio ergonómico en toda la línea de equipos.

El Kit Traumatológico para Miembros Inferiores ND Medical ha sido diseñado y fabricado para operar en ambientes quirúrgicos debidamente implementados.

