




Kit Traumatológico Para Miembros Superiores

Tecnología médica

VERSIÓN KTS R01



Descripción

- ▶ En Acero Inoxidable AISI 304
- ▶ Compatible con todas las Mesas de Cirugía ND Medical
- ▶ Medidas fijador de dedos Weinberger:
ancho: 19 cm
largo: 58 cm regulable a 78 cm (carrera de tracción 20 cm)
alto: 77 cm
- ▶ Medidas apoya brazo regulable:
ancho: 8 cm tubo
largo: 26 cm
alto: 51 cm
- ▶ Medidas soporte para codos:
ancho: 14 cm
largo: 28 cm
alto: 58 cm

Incluye

- ▶ Fijador de dedos Weinberger
- ▶ Apoya brazos regulable
- ▶ Soporte para codos

Características

Los productos ND Medical exhiben hoy el resultado de un cuidadoso proceso de diseño, cuyo desarrollo se ha nutrido de exigentes demandas funcionales, generadas por los renovados requisitos que impone la constante actualización en la implementación de técnicas quirúrgicas.

Este dinámico marco operacional, se encuentra además alineado con un enfoque estético que armoniza, a su vez, con un esmerado estudio ergonómico en toda la línea de equipos.

El Kit Traumatológico para Miembros Superiores ND Medical ha sido diseñado y fabricado para operar en ambientes quirúrgicos debidamente implementados.

