


Kit Urológico

Tecnología médica

VERSIÓN KU R01



Descripción

- ▶ En Acero Inoxidable AISI 304
- ▶ Extensión de la sección pélvica
- ▶ Colchoneta desmontable
- ▶ Radiotraslúcido en toda su sección
- ▶ Con adaptadores para pierneras Goepel
- ▶ Medidas:
50 cm de ancho
30 cm de largo
- ▶ Compatible con todas las Mesas de Cirugía ND Medical
- ▶ Con guías laterales

Incluye

- ▶ Bandeja recolectora

Características

Los productos ND Medical exhiben hoy el resultado de un cuidadoso proceso de diseño, cuyo desarrollo se ha nutrido de exigentes demandas funcionales, generadas por los renovados requisitos que impone la constante actualización en la implementación de técnicas quirúrgicas.

Este dinámico marco operacional, se encuentra además alineado con un enfoque estético que armoniza, a su vez, con un esmerado estudio ergonómico en toda la línea de equipos.

El Kit Urológico para miembros superiores ND Medical ha sido diseñado y fabricado para operar en ambientes quirúrgicos debidamente implementados.

