



# Kit

# Soporte Articulado Lateral

Tecnología médica

VERSIÓN SAL R01

## Dimensiones

- Altura: 45 cm
- Ancho: 37 cm a 50 cm
- Espesor: 12 cm
- Peso: 2,5 Kg

## Movimientos

- Regulación de altura con la morza de ajuste a mesa: 155 mm
- Rotación angular verticalmente con acople dentado: 360°
- Desplazamiento telescópico horizontal: 130 mm
- Desplazamiento telescópico vertical: 77 mm
- Rotación de la tabla acolchada: 360°



## Características

- Acero Inoxidable AISI 304
- Diferentes posiciones angulares
- Rotación de 360°
- Diferentes posiciones en altura
- Adaptador universal para Mesas de Cirugía
- Regulación de posición de tabla acolchada

El Soporte Articulado Lateral ND Medical ha sido diseñado y fabricado para operar en ambientes quirúrgicos debidamente implementados.

