


Kit Soporte de Rodilla

Tecnología médica

VERSIÓN KSR R01



Dimensiones

- Altura: 49 cm
- Ancho: 35,5 cm
- Espesor: 6 cm
- Peso: 4,7 Kg
- Distancia entre tacos: de 54 a 134 mm

Movimientos

- Regulación de altura con la morza de ajuste a mesa: 230 mm
- Rotación angular con la morza de ajuste a mesa verticalmente: 360°
- Rotación angular con la morza de ajuste a mesa: -45° a +45°
- Rotación angular con la morza de ajuste y deslizamiento sobre eje: 360°
- Deslizamiento sobre eje: 155 mm

Características

- Acero Inoxidable AISI 304
- Diferentes posiciones angulares
- Rotación de 360°
- Diferentes posiciones en altura
- Adaptador universal para Mesas de Cirugía
- Regulación de ajuste de posición de tacos ergonómicos

El kit Soporte de Rodilla ND Medical ha sido diseñado y fabricado para operar en ambientes quirúrgicos debidamente implementados.

