



Kit

Traccionador de Hombro

Tecnología médica

VERSIÓN KTH R01



Dimensiones

- Altura de mástil con pata: 1,78 mts a 2,22 mts
- Altura del mástil sin pata: 1,3 mts
- Largo del brazo telescópico: 1,07 mts a 1,51 mts
- Ancho de morza: 90 mm
- Largo de cuerda: 4 mts
- Peso: 10,5 kg

Movimientos

- Rotación vertical: 360°
- Rotación de base de pata: 360°
- Rotación del brazo telescópico: 180°
- Extensión del brazo: 400 mm
- Recorrido de pata: 44 cm
- Regulación de altura con la morza: 400 mm

Características

- Apto para artroscopia de hombro decúbito lateral
- No necesita peso
- Acero Inoxidable AISI 304
- Adaptador universal para las Mesas de Cirugía
- Diferentes posiciones angulares
- Alargue del brazo telescópico
- Rotación de 360°
- Diferentes posiciones en altura
- Pata estabilizadora

El kit Traccionador de Hombro ND Medical ha sido diseñado y fabricado para operar en ambientes quirúrgicos debidamente implementados.

